

Smart Shot Alpha

Nuevo inyector de contraste de un cabezal

- Nuevo diseño para un rendimiento y una durabilidad óptimos
- Pantalla táctil intuitiva SHARP 7"



- Función de seguridad con botón de verificación
- Curva de presión con visualización en forma de gráfico
- Velocidad de inyección de hasta 10,0 ml/s
- Límite de presión de hasta 300 psi
- Almacena hasta 50 resultados

Medicor Europe AG

Timmerik 2
3020 Herent
Bélgica
Tel: (+32) 016 27 18 18
Correo electrónico:
orders@medicor-international.com
www.medicor-international.com

*El nuevo inyector
Nemoto de un cabezal*

CT

Nuevo diseño de consola

Pantalla táctil SHARP 7"

La nueva pantalla táctil de 7", cristal líquido y alta definición funciona con el sistema operativo QS4 de diseño moderno.



ESPECIFICACIONES DE SMART SHOT ALPHA

Pantalla	Color
Funcionamiento	Panel táctil
Velocidad	0,1 ~ 10,0 ml/s
Volumen	1 ~ 100 ml (200 ml)
Presión máx.	300 psi (21 kg/cm ²)
Intervalo	0 ~ 300 s
Modo de inyección	A , A->A , A->P->A
Memoria	5
Resultado de inyección	50
Interruptor manual	sí
Avance – Retroceso	1,5 ml/s (8,0 ml/s)
Purga rápida	0,7 ml/s
Retorno automático	1,5 ml/s (8,0 ml/s)
Verificación de aire	sí
Tarjeta con circuito integrado (CI)	N.D.
Adaptador de jeringuilla	100 ml / 200 ml
Calentador	N.D.
Soporte	sí
Montaje en el techo	sí
Visualización del cabezal	N.D.
Interfaz	N.D.
EDS	N.D.

Sistema operativo QS4, moderno e intuitivo

“Fácil instalación”

“Diseño de consola sencillo”

“Interfaz de pantalla táctil”

“Rentable y con características de alta calidad”