

¿Está buscando un inyector que facilite la adquisición efectiva de imágenes de diagnóstico con contraste?

Respuesta

Dual Shot alpha7 integra una gran variedad de protocolos, entre ellos nuestro exclusivo protocolo de peso corporal. En nuestro inyector se ha tenido en cuenta el tiempo de adquisición de las imágenes, la concentración de contraste y otros factores para personalizar un protocolo de tal forma que produzca una curva de tiempo-densidad constante con un excelente realce. Basándose en estos factores, el inyector puede calcular el protocolo.



La respuesta es



DUAL SHOT alpha7

Sistema de administración de contraste de Nemoto

Cabezal mecánico

Carga simplificada de las jeringuillas, con indicación positiva de colocación correcta



Adaptador One Touch con cierre a presión

El adaptador One Touch de alpha7 es flexible y robusto, facilita la instalación de las jeringuillas y emite un chasquido al acoplarse.

Consola


Para generar una imagen en 3D de alta resolución, se necesitan imágenes de gran calidad

Nuestra nueva interfaz simplificada, QS4

Nuestra nueva interfaz QS4 simplifica aún más el funcionamiento de los equipos de la gama alpha. En la pantalla principal se pueden seleccionar rápidamente los protocolos y el inyector puede configurarse de la forma que desee.



Introduzca los datos una sola vez. Alpha7 calculará la velocidad de inyección de forma automática. Con solo seleccionar una región anatómica, alpha7 puede calcular el volumen de agente de contraste necesario para el protocolo.




Representación mediante miniaturas. Visualice rápidamente el tiempo de inyección y el volumen y confirme en la pantalla los ajustes del protocolo.

Posibilidades

Personalice las funciones del inyector del modo que prefiera



La tarjeta SD amplía la flexibilidad y la vida útil de alpha7. Gracias a la tarjeta SD, es posible agregar más adelante actualizaciones de software con nuevas funciones, nuevos protocolos y nuevos modos de funcionamiento de forma sencilla.



Escuchamos a nuestros clientes. Gracias a la configuración fácil de protocolos de alpha 7, la función de ayuda en pantalla y su capacidad de uso simultáneo para 5 personas, tiene todo lo que necesita.